

2016




台灣生技 · 尖端先進

台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司



藥物殘留檢驗試劑


產品目錄




肉類



乳品



水產



蛋品



蜂蜜、穀類

One hour

1小時

揭曉抗生素濃度



	乳品	蛋品	肉品·肉汁	血清	水產品	堅果	油	飼料	蜂蜜	尿液
瘦肉精										
萊克多巴胺(RAC)快速檢驗套組			2	2						2
沙丁胺醇(SB)快速檢驗套組			5	5						5
鹽酸克倫特羅(CB)快速檢驗套組			3	3						3
萊克多巴胺(RAC)酵素檢驗套組			0.3	0.3				3.6		0.3
新乙型受體素(New Beta-Agonist Combo)酵素檢驗套組			0.2	0.3				2		0.25
乙型受體素(Beta-Agonist)酵素檢驗套組			0.5	0.2				8		0.3
氯黴素類										
氯黴素(CAP)酵素檢驗套組	0.1	0.025	0.025	0.025	0.025			0.25	0.1	
氯黴素(CAP)快速檢驗套組	0.3	0.3	0.3		0.3			1	1	
氟甲磺氯黴素(FF)酵素檢驗套組	0.15	0.3	0.2		0.2			20	1.5	
氟甲磺氯黴素(FF)快速檢驗套組			300		300					
氟甲磺氯黴素(FF)與甲磺氯黴素(TAP)酵素檢驗套組	0.3	0.15	0.05		0.05					
氟甲磺氯黴素(FF)與甲磺氯黴素(TAP)快速檢驗套組	5	1	10/50	100	10			50		
四環黴素類										
四環黴素(TC)酵素檢驗套組					2.4					
四環黴素(TC)多合一快速檢驗套組(組織用)			80		80					
四環黴素(TC)多合一快速檢驗套組	20		20	10				20	20	
孔雀石綠										
孔雀石綠類(MGs)酵素檢驗套組					0.2					
內醯胺類										
β-內醯胺類(β-lactam)快速檢驗套組	4		4					4		


靈敏度 MRL (μ/l, ppb)

告別 穀物毒素。



	乳品	蛋品	肉品·肉汁	血清	水產品	堅果	油	飼料	蜂蜜	尿液
毒素類										
黃麴毒素M1 (AFM1) 快速檢驗試劑	0.5									
黃麴毒素 (AFT) 快速檢驗套組						10	10	20		
赭麴毒素 (OTA) 快速檢驗套組						5				
硝基呋喃										
富來頓代謝物 (AOZ) 酵素檢驗套組	0.1	0.1	0.05		0.02			0.3	0.1	
富來頓代謝物 (AOZ) 快速檢驗套組			0.1		0.1				0.1	
富來他頓代謝物 (AMOZ) 酵素檢驗套組	0.1	0.1	0.1		0.1				0.1	
富來他頓代謝物 (AMOZ) 快速檢驗套組			0.5		0.5				0.5	
硝化富樂遜代謝物 (SEM) 酵素檢驗套組	0.2		0.4		0.2				0.2	
硝化富樂遜代謝物 (SEM) 快速檢驗套組			0.1		0.1				0.1	
硝化富蘭音代謝物 (AHD) 酵素檢驗套組	0.24		0.06		0.06				0.24	
硝化富蘭音代謝物 (AHD) 快速檢驗套組			0.5		0.5				0.5	
富來頓 (AOZ) & 硝化富樂遜 (SEM) 代謝物快速檢驗套組			0.5		0.5				0.5	
富來頓 (AOZ) & 富來他頓 (AMOZ) 代謝物快速檢驗套組			0.5		0.5				0.5	
磺胺										
磺胺多合一酵素檢驗套組			1		1				2	
磺胺多合一快速檢驗套組					30-80					
磺胺二甲嘧啶 (SMT) & 磺胺二甲氧嘧啶 (SDM) 酵素檢驗套組	5	40	40	40	40					
磺胺二甲嘧啶 (SMT) & 磺胺二甲氧嘧啶 (SDM) 快速檢驗套組	10	100	100	100	100					
鏈黴素										
鏈黴素 (ST) 酵素檢驗套組	12.5	1.25	0.5	2.5	1				5	

免除 抗生素 疑慮



綜合抗生素快速檢驗套組

	乳品	蛋品	肉品·肉汁	血清	水產品	堅果	油	飼料	蜂蜜	尿液
喹諾酮										
喹諾酮類(ONS)酵素檢驗套組	2	2	0.45		0.45					
喹諾酮類(ONS)快速檢驗套組	15		3		3					
恩諾沙星(ENR)酵素檢驗套組			3	3	3					
氟滅菌(FLU)酵素檢驗套組	0.6	0.2	0.25		0.25			1	0.4	
組織胺										
組織胺(HIS)酵素檢驗套組					2000					
組織胺(HIS)快速檢驗套組					20000					
抗組織胺										
賽庚啶(CPH)酵素檢驗套組			0.2		0.2					0.25
賽庚啶(CPH)快速檢驗套組										10
三聚氰胺										
三聚氰胺(MEL)酵素檢驗套組	10	10			10			20		
三聚氰胺(MEL)快速檢驗套組	500							5000		
孟寧素										
孟寧素(MNS)酵素檢驗套組			1.5					4		
歐來金得										
歐來金得(OLA)酵素檢驗套組			1		1			40		
歐來金得(OLA)快速檢驗套組								200		
其他										
綜合抗生素檢驗套組	V	V	V		V					
黃麴毒素類免疫親和管柱	V					V	V			

尖端試劑

官網隆重登場



解決問題，更快更方便！



立刻造訪，了解本期優惠
www.abc-residue.com



台灣生技 · 尖端先進

台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

聯絡我們

02-2692-6222 #168