



## 產品目錄

產品	樣品名稱/靈敏度 MRL (µl, ppb)																	
	乳品	奶粉	蛋品	血清	飼料	蜂蜜	蜂王漿	水產品	蚬萃取物	豬毛	肉汁	肉品	尿液	水	小麥	玉米	堅果	油
<b>毒素</b>																		
▲黃麴毒素(AFT)快速檢測試劑套組					20										10	10	10	
▲黃麴毒素 M1(AFM1)快速檢測試劑套組	0.05	5																
組織胺(HIS)酵素免疫檢驗試劑套組								2000										
▲組織胺(HIS)快速檢測試劑套組								200*										
<b>抗組織胺</b>																		
賽庚啉(CPH)酵素免疫檢驗試劑套組								0.2			0.2	0.25						
賽庚啉(CPH)快速檢測試劑套組												10						
<b>三聚氰胺</b>																		
三聚氰胺(MEL)酵素免疫檢驗試劑套組	10	20	10		20			10										
三聚氰胺(MEL)快速檢測試劑套組	500	500			5000													
<b>孔雀石綠</b>																		
孔雀石綠類(MGs)酵素免疫檢驗試劑套組								0.2										
<b>β-內醯胺類</b>																		
▲β-內醯胺類抗生素快速檢測試劑套組	2				4						2							
<b>孟寧素</b>																		
孟寧素(MNS)酵素免疫檢驗試劑套組					4							1.5						
<b>歐來金得</b>																		
歐來金得(OLA)酵素免疫檢驗試劑套組					40			1				1						
歐來金得(OLA)快速檢測試劑套組					100													
<b>四環黴素</b>																		
▲四環黴素(TC)多合一快速檢測試劑套組	20			10	20	5					20							





## 產品目錄

產品	樣品名稱/靈敏度 MRL (µl, ppb)																	
	乳品	奶粉	蛋品	血清	飼料	蜂蜜	蜂王漿	水產品	蜆萃取物	豬毛	肉汁	肉品	尿液	水	小麥	玉米	堅果	油
<b>氯黴素</b>																		
氯黴素(CAP)酵素免疫檢驗試劑套組	0.1		0.025	0.025	0.25	0.1	0.1	0.025				0.025	0.025					
氯黴素(CAP)快速檢測試劑套組	0.3		0.3		1	0.3		0.3				0.3						
▲ 氟甲磺氯黴素(FF)&甲磺氯黴素(TAP)二合一酵素免疫檢驗試劑套組	0.3		0.15					0.05				0.05						
▲ 氟甲磺氯黴素(FF)&甲磺氯黴素(TAP)二合一快速檢測試劑套組(生乳用)	5																	
▲ 氟甲磺氯黴素(FF)&甲磺氯黴素(TAP)二合一快速檢測試劑套組			1	100	50			10				10						
▲ 氟甲磺氯黴素(FF)酵素免疫檢驗試劑套組	0.15		0.3		20	1.5		0.2				0.2						
▲ 氟甲磺氯黴素(FF)快速檢測試劑套組								300				300						
<b>乙型受體素(瘦肉精)</b>																		
乙型受體素(Beta-Agonist)酵素免疫檢驗試劑套組				0.2	8					20		0.5	0.3					
沙丁胺醇(SB)快速檢測試劑片				5							5	5						
鹽酸克倫特羅(CB)快速檢測試劑片				3							3	3						
萊克多巴胺(RAC)酵素免疫檢驗試劑套組				0.3	4					24		0.3	0.3					
萊克多巴胺(RAC)快速檢測試劑片				2							2	2						
▲ 新型乙型受體素(New Beta-Agonist Combo)多合一酵素免疫檢驗試劑套組				0.3	2							0.2	0.25					
<b>硝基咪喃</b>																		
▲ 硝化富樂遜(SEM)&富來頓(AOZ)代謝物二合一快速檢測試劑套組						0.5		0.5				0.5						
▲ 富來頓(AOZ)&富來他頓(AMOZ)代謝物二合一快速檢測試劑套組						0.5		0.5				0.5						

\*ppm





## 產品目錄

產品	樣品名稱/靈敏度 MRL (µl, ppb)																	
	乳品	奶粉	蛋品	血清	飼料	蜂蜜	蜂王漿	水產品	蠅萃取物	豬毛	肉汁	肉品	尿液	水	小麥	玉米	堅果	油
富來頓代謝物(AOZ)酵素免疫檢驗試劑套組	0.1		0.1		0.3	0.1	0.1	0.02	0.1			0.05		0.05				
富來頓代謝物(AOZ)快速檢測試劑套組						0.1		0.1				0.1						
富來他頓代謝物(AMOZ)酵素免疫檢驗試劑套組	0.1		0.1			0.1	0.4	0.1	0.1			0.1		0.1				
富來他頓代謝物(AMOZ)快速檢測試劑套組						0.5		0.5				0.5						
硝化富樂遜代謝物(SEM)酵素免疫檢驗試劑套組	0.2					0.2	0.4	0.2	0.8			0.4		0.2				
硝化富樂遜代謝物(SEM)快速檢測試劑套組						0.1		0.1				0.1						
硝化富蘭音代謝物(AHD)酵素免疫檢驗試劑套組	0.24					0.24	0.48	0.06	0.12			0.06		0.12				
硝化富蘭音代謝物(AHD)快速檢測試劑套組						0.5		0.5				0.5						
<b>喹諾酮</b>																		
喹諾酮類(QNS)多合一酵素免疫檢驗試劑套組	2		2					0.45				0.45						
喹諾酮類(QNS)多合一快速檢測試劑套組	15							3				3						
恩諾沙星(ENR)酵素免疫檢驗試劑套組				3				3				3						
▲ 氟滅菌(FLU)酵素免疫檢驗試劑套組	0.6		0.2					0.25				0.25						
<b>磺胺藥</b>																		
磺胺二甲嘧啶(SMT)&磺胺二甲氧嘧啶(SDM)酵素免疫定量檢測試劑套組	5		40	40				40				40						
磺胺二甲嘧啶(SMT)&磺胺二甲氧嘧啶(SDM)簡易層析牛奶檢驗試劑	10																	
磺胺二甲嘧啶(SMT)&磺胺二甲氧嘧啶(SDM)快速檢測試劑片			100	100				100				100						





### 產品目錄

產品	樣品名稱/靈敏度 MRL (μ/l, ppb)																	
	乳品	奶粉	蛋品	血清	飼料	蜂蜜	蜂王漿	水產品	蠅萃取物	豬毛	肉汁	肉品	尿液	水	小麥	玉米	堅果	油
鏈黴素																		
鏈黴素(ST)酵素免疫檢驗試劑套組	12.5		1.25	2.5		5		1				0.5						
綜合抗生素( ECLIPSE 50)																		
易克速綜合抗生素檢驗試劑套組	✓		✓					✓			✓							
免疫親和管柱( Immuno Affinity Columns)																		
▲黃麴毒素免疫親和管柱 Total 1ml															✓	✓	✓	✓
▲黃麴毒素免疫親和管柱 M1 3ml	✓																	

